


Bomba de infusión Medcaptain HP-30



Sistema único de detección de doble posición

El movimiento de la jeringa puede ser monitoreado en dos posiciones en tiempo real, mejorando así enormemente la precisión de la infusión.





Sistema de instalación manual automático (AMIS).



Compatibilidad con las jeringas de gama completa

Aplicable a jeringas de 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml.



HP-TCI (Opcional):

Visibilidad clara de la información importante.

Operación fácil con pantalla táctil de grado médico de 3.0 pulgadas.

La concentración precisa se controla mediante un algoritmo confiable.

La administración de bolo adicional está disponible durante el TCI.

Caudal máximo: 2000 ml / h

Estación de trabajo HP-80
(Opcional):

Combina sus bombas en una
estación de trabajo.

Brinda la posibilidad de
aumentar a múltiples canales a
través de Estación HP-80 para
el uso de TIVA.

