

Mesas de Cirugía / Paramount Bed KM-402 / KM-401



Controles de Funcionamiento

El sistema de doble acción incluye un control manual que se puede operar de manera segura. El botón de encendido se desactiva automáticamente después de 10 segundos para evitar que el personal médico lo presione accidentalmente. Si el control deja de funcionar, se puede usar el control principal incorporado.

Posicionamiento

La parte superior de la mesa se puede extender 200 mm. desde la cabeza y 300 mm desde el pie. Las secciones de la cabeza, la base y el pie se pueden intercambiar fácilmente, lo que permite una mayor variedad de imágenes y admite todo tipo de cirugía fluoroscópica.

Accesorios Estándar

(únicamente para KM-502/402)



1-Unidad de Tracción + Botas de Tracción / 2-Soporte para extremidades inferiores / 3-Clamp para Soporte de extremidades inferiores / 4-Extensión de marco para accesorios / 5-Marco de Tracción / 6-Soporte de Subinguinal

Las serie 400 ha sido diseñadas para ofrecer seguridad y eficiencia en el trabajo logrando que el equipo médico pueda rendir el máximo de sus capacidades. Proporciona ambientes seguros y cómodos, que permiten que el personal médico se concentre en la cirugía.



Especificaciones

TAMAÑO	500mm x 1,970mm
ALTURA	680mm a 1,060mm
DESGLIZAMIENTO	500mm
CARGA SEGURA	240kg
TRENDELENBURG/ TRENDELENBURG INVERSO	25° (a cada lado)
INCLINACIÓN LATERAL	25° (a cada lado)
ÁNGULO SECCIÓN RESPALDO	90°(arriba) / 45° (abajo)
ÁNGULO SECCIÓN CABEZA	45°(arriba) / 90° (abajo)
ÁNGULO SECCIÓN PIERNAS	18°(arriba) / 90° (abajo) / 130°(hacia afuera)
POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA	SI
SISTEMA DE CONTROL	Electro-hidráulico
CONTROLES DE OPERACIÓN	Control de Mano + Control Integrado
RUEDAS	4 Giratorias (Electro- hidráulicas con sistema de anulación)
RAYOS X	☐ (requiere porta casete)
BATERÍA	☐

* La carga máxima que con la que se puede utilizar la mesa de cirugía. (La carga total del peso del usuario más los artículos incidentales incluyendo el colchón y accesorios.)

**Voltaje a 100V también está disponible. Para más información, por favor comuníquese con Paramount Bed o con su distribuidor.