

- Resucitador/ David Neo-I



Operación sencilla

Controles intuitivos que facilitan la operación:
Ajuste de la presión de forma rápida y sencilla.

Funcionamiento adaptable

El resucitador puede administrar concentraciones de oxígeno del 21% al 100%, mediante la conexión a un caudalímetro o un mezclador. Además, el circuito puede conectarse a una máscara de reanimación para lactantes o a un tubo endotraqueal.

Preciso y confiable

Cuenta con un manómetro para una visualización rápida, que permite controlar de forma constante la PIP y PEEP suministradas y la estanqueidad de la máscara.

Administración de PEEP constante

El equipo permite suministrar una PEEP constante durante el cambio del circuito respiratorio o el transporte.

