


NEONATOLOGÍA | BILIRRUBINÓMETRO

David BM-100C



Este equipo utiliza una lámpara de flash de xenón para determinar de manera rápida y no invasiva la medición de bilirrubina sérica transcutánea antes, durante y posterior al tratamiento con fototerapia en los neonatos. Cuenta con una pantalla touchscreen color de 3" donde se muestran datos y mediciones realizadas. Los resultados se pueden configurar en dos unidades: mg/dl y $\mu\text{mol/L}$.

Componentes:

- Equipo
- Base de carga
- Adaptador de corriente
- Lector de código de barras
- Interfaz de comunicación
- Micro USB para exportar datos

Otras características:

- Rango de visualización: $<25,0 \text{ mg/dl}$ ($425 \mu\text{mol/L}$)
- Precisión: $\pm 1,5 \text{ mg/dl}$ ($25,5 \mu\text{mol/L}$)
- Vida útil: >150.000 usos

