

EMERGENCIAS Y AT. PRIMARIA | CAMILLA DE TRASLADO

Paramount Bed Serie KK

Transporte

Circular a través de entornos hospitalarios concurridos puede resultar un desafío.

La camilla KK-728E / KK-738BE es simple de usar y ayuda al personal médico a transportar a los pacientes con facilidad. La quinta rueda del modelo KK-728E, se puede activar para facilitar el control de dirección.

Transferencia

Es necesario realizar el procedimiento adecuado para transferir al paciente de manera segura de la camilla a la cama. Un diseño innovador de barandales permite llevar a cabo esta acción de manera eficiente y con mayor facilidad.

El barandal se puede apoyar en la cama posicionada junto a la camilla para que actúe como tabla/rampa para una transferencia fácil, rápida y segura.

Tratamiento

El diseño en forma de T permite que los tubos y sondas pasen a través del barandal para mejorar

el drenaje del fluido. También se puede fijar a nivel horizontal, donde es posible colocar el brazo del paciente para la administración intravenosa.

Porta tanque de oxígeno

(Para tanques de hasta 500L) Se puede colocar vertical u horizontalmente en el lado de la cabecera de la camilla.



Especificaciones

Modelo	KK-728E	KK-738BE
Marca CE	●	
Longitud Total	1,930 mm	
Ancho Total	663 mm	
Altura Total	510 - 850 mm	520 - 860 mm
Rango de Ajuste de Altura	340 mm	
Ángulo de Respaldo	0° a 70°	
Colchón	Tipo Transferencia	
Carga de trabajo Segura	153 kgf (1,500N)	
Ruedas	150 mm diám, Ruedas dobles con sistema de quinta rueda. (Incluye sólo una rueda anti-estática)	150 mm diám, Ruedas Individuales (Incluye sólo una rueda anti-estática)